





Ersatzteilliste

	Beschreibung	Version	Bestellnummer
	Aeroneb [®] Go-Mikropumpen-Vernebler-System 1 Aeroneb [®] Go-Verneblereinheit, 1 Aeroneb [®] Go Kontrollmodul, 1 AC/DC-Netzteil, 1 Verbindungskabel, 2 Aeroneb [®] Go Mundstücke, 2 Aeroneb [®] Go Winkeladapter, 1 Tasche, 1 Bedienungsanleitung	Deutschland	AG-AG3200-NE
	Aeroneb [®] Go Kontrollmodul und 1 Verbindungskabel (Vernebler/Steuereinheit)		AG-AG3060
	Aeroneb [®] Go-Verneblereinheit bestehend aus: 1 Medikamentenbecher, 1 Kappe des Medikationsbechers, 1 Verneblergehäuse, 1 Mundstück		AG-AG3300
	Aeroneb [®] Go AC/DC-Netzteil	Deutschland	AG-AG3410-IN
	Aeroneb [®] Go Mundstück		AG-AG3040
	Aeroneb [®] Go Maskenadapter ID 22M/22F		AG-AG3090
	Aeroneb [®] Go Maskenadapter AD 22M/22M		AG-AG3080

Die Verneblereinheit, der Medikationsbecher, die Kappe, das Mundstück und die Adapter können bei Bedarf abgekocht, vaporisiert oder in einer Essiglösung desinfiziert werden.
Bitte dazu die Reinigungsanweisung in der Gebrauchsanweisung lesen!!!

Ersatzteilliste

	Beschreibung	Version	Bestellnummer
	Aeroneb® Go Verbindungskabel (Steuereinheit/Verneblereinheit)		AG-AG3070
	Aeroneb® Go Kappe des Medikamentenbechers		AG-AG3010
	Aeroneb® Go Tragetasche		AG-AG2110
	Aeroneb® Go Bedienungsanleitung		AG-AG3210-NE

Die Verneblereinheit, der Medikationsbecher, die Kappe, das Mundstück und die Adapter können bei Bedarf abgekocht, vaporisiert oder in einer Essiglösung desinfiziert werden.
Bitte dazu die Reinigungsanweisung in der Gebrauchsanweisung lesen!!!