

Ersatzteilliste

| | Beschreibung | Version | Bestellnummer |
|---|---|---------------|---------------------|
|  | <p>AERONEB[®] PROFESSIONAL NEBULIZER SYSTEM Kontrollmodul, Aeroneb Pro Vernebler mit Füllkappe, T-Stück Erw. mit Silikonstopfen, Universal-Anschlussklemme, Schwalbenschwanz-Halterung, Netzteil 230V und Bedienungsanleitung.</p> | Deutschland | AG-AP6000-GE |
|  | <p>AERONEB-Pro-Kontrollmodul (1 Stk.)</p> | International | AG-AP1050-IN |
|  | <p>AERONEB-PRO Verneblereinheit mit Füllkappe autoklavierbar (1 Stk.)</p> | | AG-AP1000 |
|  | <p>AERONEB-Pro Füllkappe autoklavierbar (5 Stk.)</p> | | AG-AP1030 |
|  | <p>Erwachsenen T-Stück mit Silikonstopfen 22mm M and 22mm F (autoklavierbar) (5 Stk.)</p> | | AG-AP1010 |
|  | <p>Neonatal T-Stück für F&P-Schlauchsysteme 12mm M and 12,3mm F (autoklavierbar) (5 Stk.)</p> | | AG-AP1035 |
|  | <p>Pädiatrie T-Stück mit Silikonstopfen 15mm M and 15mm F (autoklavierbar) (5 Stk.)</p> | | AG-AP1020 |
|  | <p>Silikonstopfen (für die T-Stücke AG-AP1010 oder AG-AP1020/1035) (autoklavierbar) (5 Stk.)</p> | | AG-AP1005 |

Ersatzteilliste

| | Beschreibung | Version | Bestellnummer |
|---|--|-------------|---------------------|
|  | NEONTAL ADAPTER KIT (für das T-Stück AG-AP1020) 15mm M, 10mm AD zu 7.5mm AD 15mm F, 10mm AD und 7.5mm ID (autoklavierbar) (5 Stk.) | | AG-AP1025 |
|  | Masken-KIT (beinhaltet 22mm F-22mm M Winkel, 22mm F-22mm F ventilierter Winkel) (autoklavierbar) (5 Stk.) | | AG-AP1075 |
|  | Ventilierter Winkel 22mm M 22mm F (autoklavierbar) (5 Stk.) | | AG-AP1055 |
|  | AERONEB-Pro Verbindungskabel Verbindung zw. Modul & Verneblereinheit (1 Stk.) | | AG-AP1085 |
|  | AERONEB-Pro-Akku Replacement Battery Service Kit | | AG-AP0200 |
|  | AERONEB-Pro AC/DC-Adapter/Netzteil Eingang 100 bis 240 V~AC, 50/60Hz, Ausgang 9V | Deutschland | AG-AP1040-EU |
|  | AERONEB-Pro Universal-Anschlussklemme | | AG-AP1060 |
|  | AERONEB-Pro Schwalbenschwanz-Halterung | | AG-AP1070 |
|  | AERONEB-Pro Bedienungsanleitung | | AG-AP1080-GE |